

**ĆWICZENIE  
72A**

**ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY  
SPEKTROFOTOMETRYCZNE**

**Instrukcja wykonawcza**


**1. Wykaz przyrządów**

- Spektroskop
- Lampy spektralne
- Spektrofotometr SPEKOL
- Filtry optyczne
- Suwmiarka


**2. Cel ćwiczenia**

- Wyznaczenie optycznych widm emisyjnych i absorpcyjnych, identyfikacja pierwiastka na podstawie znalezionych doświadczalnie długości fal linii widmowych tego pierwiastka, sprawdzenie prawa Bouguera - Lamberta - Beera, wyznaczenie stężenia roztworu na podstawie zmierzonych wartości ekstynkcji.

**3. Stanowisko pomiarowe**



**Rys.1.** Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne.



**Rys.2.** Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne. Pomiar widm absorpcyjnych za pomocą spektrofotometru.

### 3. Przebieg pomiarów

#### A. Analiza spektralna z wykorzystaniem spektroskopu

- a) Lunetę spektroskopu ustawić na nieskończoność, tzn. na ostre widzenie bardzo odległych przedmiotów. W tym celu należy najpierw ustawić okular tak, by krzyż był ostro widoczny, potem wykręcić lunetkę i nastawić obiektyw na ostre widzenie odległych przedmiotów. W tym położeniu zablokować przesuw i wkręcić lunetę na poprzednie miejsce.
- b) Oświetlić szczelinę kolimatora światłem spektralnej lampy helowej i regulując szerokość szczeliny oraz położenie soczewki kolimatora względem szczeliny doprowadzić do uzyskania w polu widzenia lunetki ostrych i cienkich prążków.
- c) Kolimator z oświetloną skalą ustawić tak, aby w polu widzenia lunetki otrzymać ostry obraz skali obejmujący całe widmo światła lampy spektralnej.
- d) Odczytać na skali położenie każdej linii widma helu ustawiając kolejno każdą linię na przecięciu krzyża.
- e) Posługując się tabelą długości fal przypisać każdej linii obserwowanego widma odpowiednią długość fali.
- f) Zaobserwować widma innych pierwiastków i wyznaczyć położenie ich linii spektralnych na tle skali.
- g) Oświetlić szczelinę kolimatora światłem białym i zaobserwować widmo ciągłe emitowane przez włókno wolframowe.
- h) Na oprawę źródła światła nałożyć filtr i odczytać na skali położenia granic obszarów, w których światło jest przepuszczane. Pomiarów powtórzyć dla innych filtrów interferencyjnych i absorpcyjnych.

**UWAGA: Przy wymianie źródeł światła nie zmieniać położenia kolimatora ze szczeliną, pryzmatu, ani kolimatora ze skalą, aby nie rozregulować układu.**

#### B. Pomiar widm absorpcyjnych za pomocą spektrofotometru SPEKOL

- a) Zapoznać się z instrukcją obsługi spekola.
- b) Przygotować filtry barwne oraz próbkę porównawczą (nie absorbującą światła) do pomiarów: dokładnie wymyć powierzchnie filtrów denaturatem i wypolerować flanelką.
- c) Wykonać pomiary współczynnika transmisji i ekstynkcji w zakresie długości fal od 400 nm do 700 nm co 20 nm. W obszarach silnych zmian przepuszczalności zagaęścić punkty pomiarowe.
- d) Zmierzyć suwmiarką grubość badanych filtrów.

#### C. Sprawdzenie prawa Bouguera – Lamberta pochłaniania światła, wyznaczenie współczynnika pochłaniania oraz grubości warstwy absorbującej

- a) Przygotować do pomiarów zestawy filtrów barwnych o różnych grubościach: niebieskich N (wykonanych ze szkła zawierającego kobalt) i różowych R (wykonanych ze szkła zawierającego mangan). Zmierzyć grubość filtrów za pomocą suwmiarki. Następnie powierzchnie filtrów dokładnie wymyć denaturatem i wypolerować flanelką.
- b) Dla jednego z filtrów N i jednego z filtrów R wykonać pomiary współczynnika transmisji i ekstynkcji w zakresie długości fal od 400 nm do 700 nm, co 20 nm. W obszarach silnych zmian przepuszczalności zagaęścić punkty pomiarowe.
- c) Dla długości fali odpowiadającej minimum transmisji, a maksimum absorpcji wykonać pomiary współczynnika transmisji i ekstynkcji dla wszystkich próbek R oraz N, tych o znanej grubości i nieznannej (obudowanych).

#### D. Sprawdzenie prawa Bouguera – Lamberta – Beera i wyznaczenie koncentracji roztworu

- Przygotować do pomiarów kuwety z roztworami wodnymi siarczanu miedzi i kuwetę wypełnioną wodą destylowaną, która stanowi próbką porównawczą. Powierzchnie kuwet wymyć dokładnie denaturatem i wypolerować flanelką.
- Dla jednego z roztworów o znanym stężeniu wykonać pomiary współczynnika transmisji i ekstynkcji w zakresie długości fal od 400 nm do 700 nm co 20 nm. W obszarach silnych zmian przepuszczalności zagaęścić punkty pomiarowe.
- Dla długości fali, przy której występuje maksimum absorpcji zmierzyć ekstynkcję wszystkich roztworów o znanych i nieznanach stężeniach.

### 5. Opracowanie wyników

#### A. Analiza spektralna z wykorzystaniem spektroskopu

- Wykreślić krzywą skalowania spektroskopu przez odkładanie na osi odciętych położenia na skali poszczególnych linii widmowych światła wzorcowego (He), a na osi rzędnych odpowiadających im długości fal.
- Korzystając z krzywej skalowania przypisać długości fal poszczególnym prążkom widm liniowych innych pierwiastków i zidentyfikować te pierwiastki.
- Na podstawie krzywej skalowania spektroskopu określić spektralne przedziały przepuszczalności filtrów interferencyjnych i absorpcyjnych

#### B. Analiza spektralna z wykorzystaniem spektroskopu

- Przedstawić na wykresach zależność współczynnika transmisji i ekstynkcji od długości fali.
- Korzystając ze wzoru

$$E = 0,4343 k \cdot l \quad (1)$$

w którym  $E$  oznacza ekstynkcję, a  $l$  grubość filtru wyznaczyć wartości współczynnika  $k$  dla różnych długości fali z badanego obszaru spektralnego.

- Wykreślić krzywą zależności  $k(\lambda)$ .

#### C. Sprawdzenie prawa Bouguera – Lamberta pochłanianie światła, wyznaczenie współczynnika pochłaniania oraz grubości warstwy absorbującej

- Sporządzić wykresy przedstawiające zależność współczynnika transmisji i ekstynkcji od długości fali.
- Korzystając z definicji ekstynkcji  $E = \log(I_0/I)$  oraz zależności  $I = I_0 \cdot e^{-kl}$  ( $I$  i  $I_0$  oznaczają odpowiednio natężenie światła po przejściu przez próbkę i padającego na próbkę,  $l$  jest grubością warstwy pochłaniającej światło a  $k$  współczynnikiem absorpcji) wyprowadzić równanie  $E = 0,4343 k \cdot l$ , z którego wynika, że iloczyn  $0,4343 \cdot k$  jest współczynnikiem kierunkowym liniowej zależności  $E=f(l)$ . Przedstawić na wykresach zależność ekstynkcji od grubości warstwy pochłaniającej światło dla filtrów N i R i na podstawie wykresów wyznaczyć współczynniki absorpcji  $k$  centrów barwnych rozproszonych w szklach N i R.
- Wyznaczyć grubość obudowanych filtrów N wykorzystując do obliczeń znaną wartość współczynnika absorpcji  $k$ .
- Zmierzone wartości współczynnika transmisji  $T$  dla szkieł N i R o różnych grubościach wykorzystać do wyznaczenia współczynników absorpcji biorąc pod uwagę zależności

$$\frac{I_t(l)}{I_t(l_0)} = \frac{T(l)}{T(l_0)} = e^{-k(l-l_0)} \quad (2)$$

gdzie:  $I_t(l_0)$  i  $I_t(l)$  oznaczają natężenie światła przechodzącego przez warstwy o grubościach  $l_0$  i  $l$ .

Po przekształceniu powyższego równania otrzymujemy


$$k = \frac{\ln \frac{T(l_0)}{T(l)}}{l-l_0} \quad (3)$$

Niech  $l_0$  oznacza grubość najcieńszego z filtrów.

**UWAGA: Przy badaniu zależności ekstynkcji  $E$  od grubości warstwy  $l$  absorbującej światło nie pomijać wartości  $E = 0$  dla  $l = 0$ .**

- D.** Sprawdzenie prawa Bouguera – Lamberta – Beera i wyznaczenie koncentracji roztworu
- Przedstawić na wykresach zależności współczynnika transmisji i ekstynkcji od długości fali.
  - Sporządzić wykres zależności ekstynkcji od stężenia roztworu i na podstawie wykresu wyznaczyć molowy współczynnik ekstynkcji  $\varepsilon$ . Zauważyć przy tym, że w równaniu  $E = \varepsilon \cdot c \cdot l$  ( $c$  oznacza stężenie roztworu wyrażone w molach na liter, a  $l$  jest grubością próbki wyrażoną w centymetrach) iloczyn  $\varepsilon \cdot c$  jest współczynnikiem kierunkowym zależności liniowej  $E = f(l)$ .
  - Obliczoną wartość molowego współczynnika ekstynkcji wykorzystać do wyznaczenia nieznanych stężeń roztworów.

## ZASADA POMIARU PRZY POMOCY SPEKTROFOTOMETRU



- Spekol włączyć na 15 min. przed rozpoczęciem pomiarów
- Potencjometr wzmocnienia (8) ustawić w lewym skrajnym położeniu.
- Do kasety filtrów włożyć z jednej strony filtr bezbarwny, z drugiej filtr badany.
- Przy zasłoniętej fotokomórce – dźwignia przesłony (9) w położeniu „0” – za pomocą potencjometru zerowania (7) ustawić wskazówkę miernika w lewym zerowym położeniu.
- Za pomocą bębna długości fal (6) wybrać długość fali światła, dla której zostanie wybrany pomiar współczynnika transmisji lub ekstynkcji.
- Przy odsłoniętej fotokomórce – dźwignie (9) w położeniu „1” i umieszczonym w biegu promieni filtrem bezbarwnym za pomocą potencjometru wzmocnienia (8) ustawić wskazówkę miernika w położeniu „100 %” .

- g) Wprowadzić w bieg promieni świetlnych badany filtr i odczytać na skali przyrządu wartość współczynnika transmisji lub ekstynkcji.
- h) Dla każdej nowo wybranej długości fali światła powtórzyć czynności opisane w punktach f i g.

**Tablica XXII. Długości fal linii widmowych niektórych pierwiastków w nm** (*g* — widmo wyładowań elektrycznych, *l* — łuku elektrycznego, *i* — iskry elektrycznej. Dla niektórych pierwiastków określono natężenie linii: *b* — bardzo silna, *s* — silna, *m* — słaba, brak znaku oznacza linię bardzo słabą).

Pierwiastek	Barwy Źródło	$\lambda(\mu\text{m})$										
		0,7	0,6	0,59	0,56	0,5	0,49	0,47	0,44	0,4		
		ciemno- czerwona	czerwona	pomarań- czowa	żółta	zielona	niebieska	indygo		fiioletowa		
Cd	<i>g</i>	783,5 738,4	s643,8			m515,5 m508,5		s480,0	s467,8 466,2			
Cu	<i>l</i>		692,0		s578,2					406,3		
Fe	<i>l</i>	718,7	649,5		561,6	527,0 516,7 523,3			440,5	438,4 430,8 432,6		
H	<i>g</i>		s656,3 <i>H<sub>1</sub></i> ,					m486,1 <i>H<sub>β</sub></i>			434,5 <i>H<sub>γ</sub></i> 410,2 <i>H<sub>δ</sub></i>	
He	<i>g</i>		s667,8		b587,6	504,8 m492,2 m501,6		471,3	s447,1	439,0		
Hg	<i>g</i>			623,4	b579,1 b577,0	b546,0 496,0 s491,0					b435,8 410,8 m434,8 m407,8 433,9 404,7	
K	<i>g</i>										m404,7	
Na	<i>g</i>				b589,6 b589,0							
Ne	<i>g</i>	724,5	s640,2		588,2 b585,2	540,0 495,7 534,1		482,7 488,5	452,0 475,3			
O	<i>g</i>	777,2	645,6	615,8		533,1					436,0	
Zn	<i>g</i>		s636,2			s518,2		s481,1 s472,2	b468,0 s463,0			
Linie Fraunhofer- ra	$\lambda$ Oznaczenie Pierwiastki emitujące	759,38 A O	686,72 B O C H		589,59 D <sub>1</sub> Na	527,0 E Fe		486,13 F H		430,77 G Ca	396,85 H Ca	393,37 K Ca